

レスピマットの吸入手順

薬剤のセット

- 安全止めを押しながら、透明なケースをはずします
- 薬剤が入ったカートリッジを吸入用器具レスピマットに挿入します
- カートリッジを硬い平面の上で上から強く押しこみます
- 透明ケースを装着します

空打ち

- 透明なケースをカッチッと音がするまで右に180度回転させます
- キャップを完全に開けます
- 下に向け噴霧ボタンを押し、空打ちをします。(目に入らないように注意)
- 空打ちをさらに3回繰り返し、噴霧が確実に行われることを確認します

①薬の準備

- 透明なケースをカッチッと音がするまで右に180度回転させます
- キャップを完全に開けます

②息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐き出します

③吸入

- 吸入口をくわえ、深くゆっくり息を吸い込みながら、噴霧ボタンを押します

④息止め

- 吸入口から口を離し、5秒～10秒間息を止めます

⑤息吐き

- 息をゆっくり吐き出します

* 2回目の吸入を行います
(1日1回2吸入)

⑥後片付け

- 吸入後はキャップを閉めます

(薬剤のセット)

(空打ち)

(吸入)

