

ロタディスクのディスク装着方法

※1枚のディスクで4回吸入できます(表示窓の数字が残りの回数です)

ディスク装着方法

- カバーを外します
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出します
- トレーの側面(グリップ)を指で押しながら、トレーを外します
- トレーの4つの穴にディスクの凹凸を合わせてのせます
- ディスクをのせたトレーを本体に「カチッ」と音がするまで押し戻します
- トレーの両端を持って止まるところまで引き出した後、再び押し戻すと、ディスクが回転します
- ディスクを繰り返し回転させ、表示窓に”4”を表示させます

カバーをはずします。



トレーを引き出します。



トレーを取りはずします。



薬(ディスク)をのせます。



トレーをもどします。



薬(ディスク)を回転させます。



表示窓の番号を確認します。

