


吸入液の吸入手順

準備するもの

- パルミコート吸入液のアンプル
アルミ袋からアンプルを取り出します
- ネブライザー(ジェット式)
薬液ボトルを取り出します



① 薬の準備

- 一回分のアンプルを切り離します
- アンプルの上部を持ち、振り混ぜます
- 上部をねじり切って開封します
- ネブライザーの薬液ボトルに薬液を入れます



② 吸入

- ネブライザーに薬液ボトルをセットして吸入をはじめましょう
- 霧状になった薬液がネブライザーから出なくなるまで吸入します



③ うがい

- 吸入後は必ずうがい、または口すすぎをして下さい
フェイスマスクを使用する場合は、顔を洗って下さい

